

Legierung: **AuroCer Lot 800 PF**

Kurzbezeichnung: **LAC800PF**

| | |
|---------------|---|
| Typ: | Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote |
| Farbe: | gelb |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Indikationen: | Vor-Brand-Lot |
| | Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen |
| | Nach-Brand-Lot • |
| | Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen • |
| | Verbindungslot Gusslegierungen • |
| | Verbindungslot NEM/EM-Legierungen |

| | | |
|-------------------------|----|-------|
| Zusammensetzung: | Au | 70,50 |
| (Massenanteile in %) | Pt | 1,40 |
| | Ir | 0,10 |
| | Ag | 6,50 |
| | Cu | 13,00 |
| | In | 5,50 |
| | Zn | 3,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Technische Daten: | Arbeitstemperatur in °C | 780 |
| | Schmelzintervall in °C | 690 – 800 |

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.