

Legierung: **AuroCer Lot 800 PCF**

Kurzbezeichnung: **LAC800PC**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot •
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	75,10
(Massenanteile in %)	Pt	1,00
	Ag	14,50
	Zn	9,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	800
	Schmelzintervall in °C	720-810

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.